

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Itgb6 Per Wb, Elisa - P18564

Numero articolo: CM0019719



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ITGB6 umano per Western blot (WB) ed ELISA. Riconosce ITGB6 umano, murino e di ratto. Recettore dell'integrina beta-6 coinvolto nell'adesione cellulare, nell'attivazione del TGF-beta e nell'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | ITGB6 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/Alias          | AI1H; ITGB6                                                                                                                   |
| Specie              | Umano                                                                                                                         |
| ID del gene         | 3694                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 732-788 di ITGB6 umano (NP_000879.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                            |
| SWISS               | P18564                                                                                                                        |
| Peso della proteina | 86 kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Con borsa del ghiaccio                                                                                                        |