

Anticorpo Policlonale Anti-Itgb7 Per Wb, Elisa - P26010

Numero articolo: CM0030086



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ITGB7 per Western blot e ELISA, validato su uomo e topo. Bersaglia l'integrina beta-7, un recettore chiave per l'homing linfocitario nella ricerca sul tessuto linfoide associato all'intestino.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ITGB7 Rabbit pAb
Note / Alias	ITGB7
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	3695
ID Gene	3695
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di ITGB7 umano (NP_000880.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	P26010
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio