

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Itgbl1 Per Elisa E Wb - 095965

Numero articolo: CM0021863

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ITGBL1 validato per WB e ELISA. Riconosce ITGBL1 di origine umana, murina e ratto. Ideale per lo studio della funzione della proteina 1 simile all'integrina beta nella biologia vascolare e nella ricerca sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ITGBL1 Rabbit pAb
Note/Alias	OSCP; TIED; ITGBL1
Specie	Umana
GeneID (umano)	9358
GeneID	9358
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 200-300 di ITGBL1 umana (NP_004782.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	095965
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio