

Anticorpo Policlonale Anti-Itih3 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q06033

Numero articolo: CM0025451

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ITIH3 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Rileva una banda di circa 100kDa. Per la ricerca sul metabolismo dell'ialuronano e sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ITIH3 Rabbit pAb
Note/Alias	H3P; SHAP; ITI-HC3; ITIH3
Specie	Umano
GeneID (umano)	3699
GeneID	3699
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-180 di ITIH3 umano (NP_002208.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q06033
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio