


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Itih4 Per Wb, Elisa - Q14624

Numero articolo: CM0014366



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'ITIH4 umano (inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H4), adatto per WB e ELISA. Ideale per studiare le risposte di fase acuta e i meccanismi infiammatori specifici del fegato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ITIH4 Rabbit pAb
Note/Alias	H4P; IHRP; GP120; PK120; ITIHL1; PK-120; ITI-HC4; ITIH4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3700
GeneID	3700
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 689-930 dell'ITIH4 umano (NP_002209.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q14624
Peso proteico	103 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio