

Anticorpo Monoclonale Anti-Itk/Emt Per Wb, Elisa - Q08881

Numero articolo: CM0005451



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia l'ITK/EMT umano (tirosina-proteina chinasi ITK/TSK), convalidato per Western blot e ELISA. Fondamentale per studi sulla segnalazione delle cellule T, la risposta immunitaria e l'attività chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ITK/EMT Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	EMT; LYK; LPFS1; PSCTK2; ITK/EMT
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	3702
Immunogeno	Proteina ricombinante di ITK/EMT umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q08881
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio