


Anticorpo Policlonale Anti-Itln1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwa0

Numero articolo: CM0028742



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ITLN1 umano (Intelectina-1/Omentina) validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto; ideale per studi sull'immunità innata e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ITLN1 Rabbit pAb
Note/Alias	HL1; LFR; HL-1; INTL; ITLN; hintL; omentin; ITLN1
Specie	Umano
GeneID (umano)	55600
GeneID	55600
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-313 di ITLN1 umano (NP_060095.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8WWA0
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio