


Anticorpo Policlonale Anti-Itpa Per Wb, Elisa - Q9By32

Numero articolo: CM0016040



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ITPA umano, un enzima del metabolismo dei nucleotidi. Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per lo studio dell'esclusione di purine non canoniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	ITPA Rabbit pAb
Note/Alias	DEE35; My049; ITPase; NTPase; C20orf37; dj79416.3; HLC14-06-P; ITPA
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3704
Gene ID	3704
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-194 di ITPA umano (NP_258412.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BY32
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio