


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Itpka Per Wb, Elisa - P23677

Numero articolo: CM0021942



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ITPKA umano (inositolo-trifosfato 3-chinasi A), idoneo per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo di InsP3 e della segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ITPKA Rabbit pAb
Note/Alias	IP3KA, IP3-3KA, ITPKA
Specie	Uomo
ID genico (uomo)	3706
ID genico	3706
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 141-461 di ITPKA umano (NP_002211.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P23677
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante