

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Itpkb Per Wb E Elisa - P27987

Numero articolo: CM0025943

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro ITPKB umano (IP3K-B), validato per WB e ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'omeostasi del calcio e delle vie di segnalazione degli inositolo fosfati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ITPKB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IP3K; IP3KB; PIG37; IP3K-B; IP3-3KB; ITPKB
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3707
GenelD	3707
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di ITPKB umano (NP_002212.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P27987
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio