

Anticorpo Policlonale Anti-Itpr2 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14571

Numero articolo: CM0023514

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio rivolto a ITPR2 umano (IP3R2), un canale del calcio attivato da IP3. Validato per IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione del calcio e sui muscoli/cuore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	ITPR2 Rabbit pAb
Note/Alias	ANHD; IP3R2; CFAP48; INSP3R2; ITPR2
Specie	Umano
ID Gene	3709
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14571
Peso Proteico	308 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio