


## Anticorpo Monoclonale Anti-Itpr3 Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q14573

Numero articolo: CM0004035



### introduzione

Anticorpo monoclonale da coniglio che riconosce ITPR3 (IP3R3) umano per Western blotting e ELISA. Ideale per lo studio del rilascio di calcio mediato dall'inositolo 1,4,5-trisfosfato e della segnalazione intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro              | Valore                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto          | mAb anti-ITPR3 da coniglio                                                                                           |
| Annotazioni/Altri nomi | IP3R; CMT1J; IP3R3; ITPR3                                                                                            |
| Specie                 | Uomo                                                                                                                 |
| GeneID (Uomo)          | 3710                                                                                                                 |
| GeneID                 | 3710                                                                                                                 |
| Immunogeno             | Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1630-1870 di ITPR3 umano (NP_002215.2) |
| Origine                | Coniglio                                                                                                             |
| Categoria              | Anticorpi Monoclonali                                                                                                |
| Applicazione           | WB, ELISA                                                                                                            |
| Reattività crociata    | Uomo                                                                                                                 |
| SWISS                  | Q14573                                                                                                               |
| Peso proteico          | 304 kDa                                                                                                              |
| Spedizione             | Sacco di ghiaccio                                                                                                    |