


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Itpr3 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14573

Numero articolo: CM0018363



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a ITPR3 (IP3R-3), un canale del calcio. Adatto per WB, IF/ICC, IP, ELISA su campioni umani e murini. Ideale per studi sulla segnalazione cellulare e sull'omeostasi del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | ITPR3 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Osservazioni/Alias  | IP3R; CMT1J; IP3R3; ITPR3                                                                                                       |
| Specie              | Umano                                                                                                                           |
| GeneID (Umano)      | 3710                                                                                                                            |
| GeneID              | 3710                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1630-1870 di ITPR3 umano (NP_002215.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                           |
| Reattività crociata | Umano, Mouse                                                                                                                    |
| SWISS               | Q14573                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 304kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |