

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Itprrip Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwb1

Numero articolo: CM0017157

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ITPRIP (DANGER) umano, specifico per WB, IF/ICC, ELISA. Ideale per studi di segnalazione del calcio che coinvolgono l'interazione del recettore dell'inositolo 1,4,5-trifosfato e la biologia della membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ITPRIP Rabbit pAb
Note/Alias	DANGER; KIAA1754; bA127L20; bA127L20.2; ITPRIP
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	85450
GeneID	85450
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 101-290 di ITPRIP umano (NP_203755.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q8IWB1
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio