

Anticorpo Policlonale Anti-Itsn2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzm3

Numero articolo: CM0024505



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ITSN2 validato per WB, IF/ICC, ELISA; rileva l'intersectina-2 umana, murina e rat (Q9NZM3, 193kDa). Utile per studi sull'endocitosi, sulla dinamica dell'actina e sulla formazione dei dendriti dei melanociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ITSN2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SWA; SWAP; SH3D1B; SH3P18; PRO2015; ITSN2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	50618
GeneID	50618
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-620 dell'ITSN2 umano (NP_006268.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Rat
SWISS	Q9NZM3
Peso proteico	193kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio