


Anticorpo Policlonale Anti-Ivd Per Wb, Ihc-P, Elisa - P26440

Numero articolo: CM0023115



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla IVD umana (isovaleril-CoA deidrogenasi). Reagisce con il topo e il ratto. Adatto per Western blot, IHC-P ed ELISA. Utile per studi sul catabolismo della leucina e sull'ossidazione degli acidi grassi mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IVD Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IVDH; ACAD2; IVD
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3712
Gene ID	3712
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-200 della IVD umana (NP_002216.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26440
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio