

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Jab1/Csn5/Cops5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - Q92905

Numero articolo: CM0007866



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro JAB1/CSN5/COP55 (sottounità 5 del complesso signalosome COP9), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla via dell'ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	JAB1/CSN5/COP55 Rabbit mAb
Note/Alias	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COP55
Specie	Umano
Gene ID	10987
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di JAB1/CSN5/COP55 umano (Q92905)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q92905
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio