

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Jab1/Csn5/Cops5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92905

Numero articolo: CM0016340



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro JAB1/CSN5/COPS5 umano, una subunità del signalosoma COP9 coinvolta nella deneddilazione e nella degradazione proteica. Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività in uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	JAB1/CSN5/COPS5 Rabbit pAb
Note / Alias	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COPS5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10987
GeneID	10987
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-334 di JAB1/CSN5/COPS5 umano (NP_006828.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92905
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio