


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Jade1 Per If/Icc, Elisa - Q6Ie81

Numero articolo: CM0017394



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio JADE1 validato per IF/ICC ed ELISA. Rileva JADE1 umano e murino, una proteina impalcatura del complesso HBO1 coinvolta nell'acetilazione dell'istone, nell'apoptosi e nella segnalazione Wnt. Ideale per la ricerca sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	JADE1 Rabbit pAb
Note/Alias	PHF17; JADE1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	79960
ID Gene	79960
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-509 di JADE1 umano (NP_079176.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q6IE81
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio