

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Jag2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y219

Numero articolo: CM0018458



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio JAG2 validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Bersaglia la Proteina jagged-2, un ligando di Notch coinvolto nello sviluppo e nella segnalazione. Ideale per la ricerca in biologia dello sviluppo e nella distrofia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio JAG2
Note/Alias	HJ2; SER2; LGMDR27; JAG2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3714
ID Gene	3714
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-200 di JAG2 umano (NP_002217.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y219
Peso Proteico	133kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio