


Anticorpo Policlonale Anti-Jak1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P23458

Numero articolo: CM0018794



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-JAK1 validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con JAK1 umano, murino e di ratto. Adatto per studi sulla segnalazione delle citochine e sulla via JAK-STAT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JAK1 Rabbit pAb
Note/alias	JTK3, AIIDE, JAK1A, JAK1B, JAK1
Specie	Umano
GeneID	3716
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 30-300 di JAK1 umano (NP_002218.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P23458
Peso della proteina	133 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante