

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Jak1 Per Wb E Elisa - P23458

Numero articolo: CM0004638

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro JAK1 umano, adatto per WB e ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo e ratto. JAK1 è una tirosina-chinasi proteica coinvolta nella segnalazione delle citochine (P23458).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	JAK1 Rabbit mAb
Note/Alias	JTK3; AIIDE; JAK1A; JAK1B
Specie	Umano
GenelD	3716
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 721-820 di JAK1 umano (NP_002218.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23458
Peso Proteico	133kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio