


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Jak1 Per Wb Ed Elisa - P23458

Numero articolo: CM0003746



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro la chinasi tirosinica umana JAK1 (P23458). Validato per Western blot ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la segnalazione delle citochine e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	JAK1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	JTK3; AliDE; JAK1A; JAK1B; JAK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3716
GeneID	3716
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 600-700 di JAK1 umano (P23458).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23458
Peso Proteico	133kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio