


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Jak3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P52333

Numero articolo: CM0014086



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a JAK3 umano, una tirosin chinasi non recettoriale coinvolta nella segnalazione delle citochine. Validato in WB, IF/ICC ed ELISA. Adatto per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JAK3 Rabbit pAb
Note/Alias	JAKL; LJAK; JAK-3; L-JAK; JAK3_HUMAN; JAK3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3718
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-530 di JAK3 (NP_000206.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P52333
Peso proteico	125kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio