

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Jam-A/Cd321 Per Wb, Elisa - Q92993

Numero articolo: CM0018909



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia JAM-A/CD321, adatto per applicazioni WB e ELISA. Reagisce con campioni di essere umano, topo e ratto. Utile per studi sulle giunzioni serrate e l'adesione cellulare. SWISS: Q92993.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	JAM-A/CD321 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Specie	Topo
GeneID (umano)	16456
GeneID	16456
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-242 di JAM-A/CD321 di topo. (NP_001193762.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92993
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio