

Anticorpo Monoclonale Anti-Jam-A/Cd321/F11R Per Fc - Q9Y624

Numero articolo: CM0004178



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio targeting JAM-A/CD321/F11R umano, adatto per citometria a flusso. Immunogeno ricombinante (aa 28-242), reattività incrociata con l'uomo. Ideale per la ricerca sulle giunzioni strette, la transmigrazione e l'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human JAM-A/CD321/F11R mAb
Note/Alias	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	50848
Immunogeno	Proteina ricombinante, proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-242 di JAM-A/CD321/F11R umano (NP_058642.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q9Y624
Peso proteico	27kDa/32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio