

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Jam-A/Cd321/F11R Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y624

Numero articolo: CM0014384



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro JAM-A umano (molecola di adesione giunzionale A) per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Utile per la ricerca sulle giunzioni strette e sull'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	JAM-A/CD321/F11R Rabbit pAb
Note/Alias	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1; JAM-A/CD321/F11R
Specie	Umano
Gene ID	50848 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-238 di JAM-A/CD321/F11R umano (NP_058642.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y624
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio