

Anti-Jam-A/Cd321/F11R Polimab® Policlonale Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y624 / O88792

Numero articolo: CM0005712



introduzione

PolimAb® policlonale di coniglio diretto contro JAM-A/CD321/F11R, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce JAM-A umano, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle giunzioni strette, l'attivazione piastrinica e l'ingresso virale. UniProt: Q9Y624 / O88792.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	JAM-A/CD321/F11R PolimAb® policlonale di coniglio
Note/Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Specie	Uomo/Topo
ID gene (Uomo)	50848
ID gene	50848/16456
Immunogeno	Proteina ricombinante di JAM-A/CD321/F11R umano/di topo
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y624/O88792
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio