

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Jam2 Per Wb Ed Elisa - P57087

Numero articolo: CM0026755

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-JAM2 validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con JAM2 umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio dell'extravasazione dei leucociti, dell'homing delle cellule staminali ematopoietiche e della biologia delle giunzioni strette.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JAM2 Rabbit pAb
Note/Alias	JAMB; CD322; IBGC8; JAM-B; VEJAM; PRO245; VE-JAM; C21orf43; JAM2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	58494
Gene ID	58494
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aminoacidi 29-238 di JAM2 umano (NP_067042.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P57087
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio