

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Jarid2 Per Wb, Elisa - Q92833

Numero articolo: CM0008342



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting JARID2 (proteina contenente il dominio Jumonji/ARID 2), adatto per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Riconosce una subunità accessoria PRC2 critica per lo sviluppo embrionale e la regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JARID2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	JMJ; DDDF; JARID2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3720
GenelD	3720
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di JARID2 umano (Q92833).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92833
Peso proteico	139kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio