

Anticorpo Policlonale Anti-Jarid2 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q92833

Numero articolo: CM0030707



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro JARID2, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo e ratto. Bersaglia un regolatore chiave di PRC2 coinvolto nello sviluppo embrionale e nella modifica della cromatina. Ideale per la ricerca sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JARID2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	JMJ; DIDDF; JARID2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3720
ID Gene	3720
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1027-1246 di JARID2 umano (NP_004964.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q92833
Peso proteico	139kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio