

Anticorpo Policlonale Anti-Jdp2 Per Wb Ed Elisa - Q8Wyk2

Numero articolo: CM0014403

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro JDP2 umano, validato per WB ed ELISA, con reazione crociata verso il ratto. Adatto per lo studio della repressione trascrizionale di AP-1 e dei meccanismi di modificazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	JDP2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	JUNDM2; JDP2
Specie	Uomo
ID gene	122953
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-174 di JDP2 umano (NP_001128521.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q8WYK2
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio