


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Jmjd1C Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15652

Numero articolo: CM0023332



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-JMJD1C di alta qualità validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce JMJD1C (KDM3C/TRIP8) umano, murino e di ratto, una lisina demetilasi coinvolta nella riparazione del DNA e nella regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	JMJD1C Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KDM3C; TRIP8; TRIP-8; JMJD1C
Specie	Umano
ID gene (Umano)	221037
ID gene	221037
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 354-448 di JMJD1C umano (NP_116165.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15652
Peso proteico	285kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio