

Anticorpo Policlonale Anti-Jmjd4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H9V9

Numero articolo: CM0029925

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro JMJD4 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA.

Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglio coinvolto nella terminazione della traduzione attraverso l'idrossilazione di ETF1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JMJD4 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	JMJD4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	65094
ID Gene	65094
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-463 di JMJD4 umano (NP_075383.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9H9V9
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio