

## Anticorpo Policlonale Anti-Jmjd6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Nyc1

Numero articolo: CM0021524



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro JMJD6 (PSR/PTDSR) umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce con JMJD6 umano e di topo, una arginina demetilasi bifunzionale e lisil-idrossilasi coinvolta nello splicing dell'RNA e nella regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Descrizione                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | JMJD6 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Annotazioni/Alias     | PSR; PTDSR; PTDSR1; JMJD6                                                                                                   |
| Specie                | Uomo                                                                                                                        |
| GeneID (Uomo)         | 23210                                                                                                                       |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 di JMJD6 umano (NP_055982.2) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                       |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Reattività Incrociata | Uomo, Topo                                                                                                                  |
| SWISS                 | Q6NYC1                                                                                                                      |
| Peso Proteico         | 46kDa                                                                                                                       |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio                                                                                                           |