

Anticorpo Policlonale Anti-Jmjd8 Per Wb, Elisa - Q96S16

Numero articolo: CM0015961

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a JMJD8 (proteina contenente il dominio JmjC 8) per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Coinvolto nella segnalazione NF-kB e nel metabolismo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JMJD8 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PP14397; C16orf20; JMJD8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	339123
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-285 di JMJD8 umano (NP_001005920.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96S16
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio