

Anticorpo Monoclonale Anti-Jnk1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45983

Numero articolo: CM0006744



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro JNK1 umano (MAPK8, SAPK1c), adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Per lo studio della segnalazione delle chinasi attivate dallo stress, dell'apoptosi e della differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-JNK1
Note/Alias	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5599
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di JNK1 umano (NP_620637.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P45983
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio