

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Jnk1 [Kd Validated] Per Wb, Ip, Elisa - P45983

Numero articolo: CM0007124



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-JNK1 [KD Validated] per WB, IP, ELISA. Rileva JNK1 umano, murino e rat (SAPK1c, MAPK8) con un peso molecolare di 48 kDa. Validato mediante knock-down, adatto per la ricerca sulla segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] JNK1 Rabbit mAb
Note/Alias	JNK; [KD Validated] JNK1
Specie	Umano
GeneID	5599
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 250-350 di JNK1 umano (P45983)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P45983
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio