

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Jnk1/2/3 Per Wb, If-P, Elisa - P45983 / P45984 / P53779

Numero articolo: CM0004038



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro JNK1/2/3 (P45983/P45984/P53779) validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA su campioni di origine umana, murina e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione da stress e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	JNK1/2/3 Rabbit mAb
Note / Alias	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/2/3
Specie	Uomo
GeneID	5599/5601/5602
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-383 di JNK1 umano (P45983).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso proteico	46,54 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio