


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Jnk1/2/3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P45983 / P45984 / P53779

Numero articolo: CM0006930



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro JNK1/2/3 (MAPK8/9/10). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia chinasi attivate da stress coinvolte nell'apoptosi, nella proliferazione e nella regolazione circadiana. Ideale per la ricerca sulla segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JNK1/2/3 mAb di coniglio
Note/Alias	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2; JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK; JNK1/JNK3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 di JNK1 umano (NP_620637.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso proteico	35kDa/44kDa/48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio