

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Jnk1/2/3 Per Wb - P45983/P45984/P53779

Numero articolo: CM0020148



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro JNK1/2/3 (MAPK8/9/10). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Cross-reattività con Umano, Mouse, Ratto. Adatto per lo studio della segnalazione delle chinasi attivate dallo stress, dell'apoptosi e della proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	JNK1/2/3 Rabbit pAb
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5599/5601/5602
Gene ID	5599/5601/5602
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-370 di JNK1/2/3 umano (NP_620637.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso proteico	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio