

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniugato Anti-Jnk1/Jnk3 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45983 / P53779

Numero articolo: CM0004063



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro JNK1/JNK3 (P45983/P53779), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adatto per la ricerca sulla segnalazione dello stress, apoptosi e infiammazione e per lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio JNK1/JNK3
Note/Alias	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/JNK3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5599/5602
ID Gene	5599/5602
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-383 di JNK1 umano (P45983). Questo anticorpo non reagisce in modo incrociato con la proteina JNK2.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P45983/P53779
Peso Proteico	35kDa/44kDa/48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio