


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Jnk2 (Validato Ko) Per Wb, Elisa - P45984

Numero articolo: CM0014858



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro JNK2 umano (MAPK9), validato per WB ed ELISA. Rileva JNK2 in campioni umani e di topo. Ideale per studiare la segnalazione SAPK/JNK, l'apoptosi e la regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] JNK2 Rabbit pAb
Note/Alias	JNK2; SAPK; p54a; JNK2A; JNK2B; PRKM9; JNK-55; SAPK1a; JNK2BETA; p54aSAPK; JNK2ALPHA; K2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5601
GeneID	5601
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P45984
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio