


## Anticorpo Policlonale Anti-Jnk3 Per Wb Ed Elisa - P53779

Numero articolo: CM0021124



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro JNK3 umano (MAPK10), validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Ideale per studiare la segnalazione delle chinasi attivate dallo stress, l'apoptosi neuronale e la regolazione del ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                         |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | JNK3 Rabbit pAb                                |
| Note/Alias          | JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK |
| Specie              | Umano                                          |
| ID Gene (Umano)     | 5602                                           |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante                          |
| Sorgente            | Coniglio                                       |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                      |
| Reattività Crociata | Topo                                           |
| SWISS               | P53779                                         |
| Peso Proteico       | 44kDa                                          |
| Spedizione          | Sacca di ghiaccio                              |