


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Jnk3 Per Wb, Elisa - P53779

Numero articolo: CM0022544



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro JNK3 umano (MAPK10), validato per Western blot ed ELISA. Rileva JNK3 endogeno in campioni umani, murini e di ratto. Utile per lo studio dell'apoptosi neuronale e delle vie di segnalazione dello stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JNK3 Rabbit pAb
Note/alias	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Specie	Umano
ID del gene (umano)	5602
ID del gene	5602
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di JNK3 umano (NP_620448.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P53779
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante