

Anticorpo Policlonale Anti-Josd1 Per Wb, Elisa - Q15040

Numero articolo: CM0013935

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro JOSD1 umano (Josephin-1) per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studiare la deubiquitinazione e la dinamica di membrana. Ideale per la ricerca sulla degradazione proteica e la motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	JOSD1 Rabbit pAb
Note/Alias	dj508i15.2; JOSD1
Specie	Umano
GeneID	9929
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15040
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio