


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Jph1 Per Wb - Q9Hdc5

Numero articolo: CM0020297



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro JPH1 umano (Junctophilin-1), convalidato per Western blot e ELISA. Cross-reattiva con il mouse; ideale per studi sul complesso giunzionale del muscolo scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JPH1 Rabbit pAb
Note/Alias	JP1; JP-1; CMT2K; JPH1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	56704
Gene ID	56704
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 410-640 di JPH1 umano (NP_065698.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q9HDC5
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio