

Anticorpo Policlonale Anti-Jph4 Per Wb, Elisa - Q96Jj6

Numero articolo: CM0016070

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Giunctofillina-4 (JPH4) umana. Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio della formazione dei complessi di membrana giunzionale e della segnalazione del calcio neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JPH4 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	JP4; JPHL1; JPH4
Specie	Umano
GeneID (umano)	84502
GeneID	84502
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 405-605 della JPH4 umana (NP_115828.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96Jj6
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio