

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Jrkl Per Wb, Elisa - Q9Y4A0

Numero articolo: CM0013126

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro JRKL umano (omologo simile alla proteina Jerky), validato per WB ed ELISA. Riconosce JRKL umano e murino. Ideale per studi sulle proteine nucleari e ricerche sul legame al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JRKL Rabbit pAb
Note/Alias	HHMJG; JRKL
Specie	Umano
ID genico (umano)	8690
ID genico	8690
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 225-524 di JRKL umano (NP_003763.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y4A0
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante