


Anticorpo Policlonale Anti-Jtb Per Wb Ed Elisa - 076095

Numero articolo: CM0015417



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro JTB umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e ratto. Ideale per lo studio della citochinesi, della mitosi e della proliferazione delle cellule tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JTB Rabbit pAb
Note/Alias	PAR; hJT; HJTB; HSPC222; JTB
Specie	Umano
ID Gene	10899
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-105 della JTB umana (NP_006685.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	O76095
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio